

THƯ THÔNG BÁO

(Ra mắt thiết bị hoạt hóa ống hấp phụ Markes TC-30 và chương trình ưu đãi 2026)

Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác,

Transmed xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Đối tác về việc ra mắt dòng sản phẩm thế hệ mới: **Thiết bị hoạt hóa ống hấp phụ Markes TC-30 (TC-30 Tube Conditioner)** – Giải pháp tiên tiến chính thức thay thế cho thiết bị TC-20 tiền nhiệm.

(Dòng thiết bị TC-20 sẽ chính thức ngừng sản xuất từ 07/2026, các dịch vụ kỹ thuật và phụ tùng thay thế sẽ được duy trì đến tháng 07/2033)

Được thiết kế nhằm tối ưu quy trình hoạt hóa ống hấp phụ, phục vụ cho hệ thống giải hấp nhiệt – sắc ký khí (TD-GC), Markes TC-30 mang đến hiệu suất vượt trội, tính linh hoạt cao và độ tin cậy cho phòng thí nghiệm.

Những điểm nổi bật của Markes TC-30

Thiết kế	– Thiết kế 30 vị trí, chia thành 2 cụm độc lập (2 x 15). – Chỉ cấp khí cho cụm đang hoạt động, tiết kiệm khí khi lượng mẫu nhỏ.
Tương thích đa dạng	– Ống tiêu chuẩn (3.5 inch x 0.25 inch O.D.) – Ống mini Gerstel (60 mm x 6 mm O.D.) – HiSorb, Twister (SBSE), TF-SPME, Radiello, POD,...
Vận hành thông minh	– Màn hình cảm ứng tích hợp sẵn thư viện phương pháp cho mọi loại ống hấp phụ của Markes. – Tính năng hẹn giờ khởi động qua đêm. – Hệ thống làm mát bằng quạt tản nhiệt chủ động. – Tự động giảm lưu lượng khí xuống ~25% trong giai đoạn làm mát.
Tính năng nâng cao	– Bộ đếm ngày bảo trì tự động, nhắc nhở lịch bảo dưỡng. – Màn hình hiển thị trực tiếp hướng dẫn thao tác tự thay thế vật tư tiêu hao. – Khóa cài đặt bằng mật khẩu, tránh các thay đổi ngoài ý muốn – Tự động ngắt hệ thống khi phát hiện sụt áp.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Transmed hân hạnh giới thiệu chương trình ưu đãi:

- **Thời gian áp dụng:** Đến hết **tháng 11/2026**.
- **Nội dung:** Khi Quý khách hàng đầu tư thiết bị TC-30 sẽ được tặng kèm miễn phí bộ phụ kiện vận hành và bảo trì bao gồm:
 - 01 x Bộ điều áp khí cho TC-30
 - 02 x Bộ kit bảo trì định kỳ cho TC-30
 - Gói Dịch vụ bảo trì thiết bị 1 năm

Transmed tin rằng Markes TC-30 sẽ là giải pháp giúp nâng cao hiệu suất và độ tin cậy cho các phân tích phòng thí nghiệm của Quý đơn vị.

Để biết thêm thông tin chi tiết về kỹ thuật, báo giá và đặt hàng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng,

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHKH TRANSMED

